


Lâmina cortical desmineralizada

Aloenxerto estrutural

- Muito Flexível
- Hidratação rápida
- Fixação fácil
- Osteoindutiva e osteocondutiva



	Cortiflex®	Cortiflex® Thin	Cortiflex® Perio
			
Espessura	2mm	0,5 – 0,6mm	0,5 – 0,6mm
Tamanho	30 × 15mm 60 × 15mm 25 × 20mm	30 × 15mm 25 × 20mm	15 × 15mm
Tempo de regeneração	9-12 meses	6-9 meses	
Indicações	Regeneração óssea, horizontal.	Podem ser utilizados como membrana, indicado para regenerações ósseas. Também para regeneração periodontal e tratamento de deiscências ósseas vestibulares, associadas ou não a recessões gengivais.	
Fixação	Com micro parafusos e/ou tachas.	Com micro parafusos e/ou tachas. Quando fixo, pode reforçar com suturas.	