


INTEROSS[®]

ANORGANIC CANCELLOUS
BONE GRAFT GRANULES



O QUE É O INTEROSS[®]

O InterOss[®] é Xenoenxerto Bovino de Hidroxiapatite natural utilizado para a regeneração óssea na Medicina Dentária. A sua produção envolve vários processos comprovados pela sua eficácia de purificação, o InterOss[®] é um Osteocondutor altamente purificado para a regeneração óssea.

InterOss[®] está disponível em Granulado/Frasco ou PEN.

Estéril e para uso único.



InterOss[®] Formato Frasco

Tamanho	0.25-1.0 mm Partícula S			
Referência	IOSG025	IOSG050	IOSG100	IOSG200
Peso	0.25g	0.50g	1.00g	2.00g
Volume	0.54cc	1.08cc	2.16cc	4.32cc

Tamanho	1-2 mm partícula L		
Referência	IOLG050	IOLG100	IOLG200
Peso	0.50g	1.00g	2.00g
Volume	2.0cc	4.0cc	8.0cc



SIGMAGRAFT


THE BONE GRAFT SUBSTITUTE SPECIALISTS

INDICAÇÕES DE USO


InterOss[®] PEN é recomendado para:

- ✔ Aumento ou tratamento reconstrutivo da crista alveolar
- ✔ Preenchimento de defeitos periodontais
- ✔ Preenchimento de defeitos após ressecção radicular, apicoectomia e cistectomia
- ✔ Preenchimento de alvéolos de extração para melhorar a preservação da crista alveolar
- ✔ Elevação de seio
- ✔ Preenchimento de defeitos periodontais em conjunto com produtos destinados à regeneração de tecidos guiada (RTG) e regeneração óssea guiada (ROG)
- ✔ Preenchimento de defeitos periimplantares em conjunto com produtos de ROG


BENEFÍCIOS



Microporo (<10µm)



Mesoporo (10-100µm)



Macroporo (>100µm)

- ✔ Biocompatível e osteocondutor tornando-o ideal para usos de regeneração óssea
- ✔ As propriedades hidrofílicas permitem a rápida absorção do sangue do paciente, facilitando a aplicação
- ✔ Rede interconectada de macro e microporos proporcionando um ambiente ideal para fixação de células e crescimento ósseo

Fale
Connosco

Loures Business Park
Telefone: (+ 351) 219 749 392
E-Mail: geral@nunci-farma.pt

N **NUNCIFARMA**
MEDICAL SUPPLIES

INTEROSS[®] PEN

ANORGANIC CANCELLOUS
BONE GRAFT GRANULES



DESCRIÇÃO DO INTEROSS[®] PEN

O InterOss PEN[®] é Xenoenxerto Bovino de Hidroxiapatite natural utilizado para a regeneração óssea na Medicina Dentária. A sua produção envolve vários processos comprovados pela sua eficácia de purificação, o InterOss[®] é um Osteocondutor altamente purificado para a regeneração óssea.

InterOss[®] PEN é desenhado para colocar os grânulos com maior precisão na zona de tratamento sem ter de utilizar instrumentos estéreis.

A seringa é estéril e para uso único/descartável.



InterOss[®] formato PEN

Tamanho	0.25-1.0 mm Partícula S		
Referência	IOSGS025	IOSGS050	IOSGS100
Volume	0.25cc	0.50cc	1.00cc

Tamanho	1-2 mm Partícula L	
Referência	IOLGS050	IOLGS100
Volume	0.50 cc	1.00 cc



SIGMAGRAFT


THE BONE GRAFT SUBSTITUTE SPECIALISTS

INDICAÇÕES DE USO


InterOss[®] PEN é recomendado para:

- ✔ Aumento ou tratamento reconstrutivo da crista alveolar
- ✔ Preenchimento de defeitos periodontais
- ✔ Preenchimento de defeitos após ressecção radicular, apicoectomia e cistectomia
- ✔ Preenchimento de alvéolos de extração para melhorar a preservação da crista alveolar
- ✔ Elevação de seio
- ✔ Preenchimento de defeitos periodontais em conjunto com produtos destinados à regeneração de tecidos guiada (RTG) e regeneração óssea guiada (ROG)
- ✔ Preenchimento de defeitos periimplantares em conjunto com produtos de ROG


BENEFÍCIOS



Microporo (<10µm)



Mesoporo (10-100µm)



Macroporo (>100µm)

- ✔ Simples de usar, fácil de manusear, é conveniente e economiza tempo
- ✔ Biocompatível e osteocondutor tornando-o ideal para usos de regeneração óssea
- ✔ As propriedades hidrofílicas permitem a rápida absorção do sangue do paciente, facilitando a aplicação
- ✔ Rede interconectada de macro e microporos proporcionando um ambiente ideal para fixação de células e crescimento ósseo

Fale
Connosco

Loures Business Park
Telefone: (+ 351) 219 749 392
E-Mail: geral@nunci-farma.pt

NUNCIFARMA
MEDICAL SUPPLIES