



A sutura SUPRAMID não absorvível pseudo-monofilamento (4/0 - 2 USP) ou monofilamento (7/0 - 5/0 USP) é indicada para uso em aproximações e/ou ligação de tecidos moles em geral, mas não para uso em tecidos cardiovasculares e tecidos do sistema nervoso central.

A seleção da sutura cirúrgica estéril SUPRAMID depende da condição do paciente, do tamanho do tecido e da ferida, da técnica cirúrgica e da experiência do cirurgião.

A sutura SUPRAMID não é uma sutura permanente e deve ser removida num período de 30 dias após a cirurgia.

Sutura cirúrgica de poliamida preta, pseudo-monofilamento ou monofilamento, não absorvível



▼ 12mm



METRIC	USP	Comprimento do Fio	Referência
0.7	6/0	75cm	S620-4
1.0	5/0	75cm	S611

● 18mm



METRIC	USP	Comprimento do Fio	Referência
2.0	3/0	75cm	S523

▼ 16mm



METRIC	USP	Comprimento do Fio	Referência
1.0	5/0	75cm	S621
1.5	4/0	75cm	S622
2.0	3/0	75cm	S623

▼ 19mm



METRIC	USP	Comprimento do Fio	Referência
1.0	5/0	75cm	S631
1.5	4/0	75cm	S632
2.0	3/0	75cm	S633

*disponível mediante solicitação | EN ISO 13485 | As agulhas são mostradas em tamanho real