


Membranas Reabsorviveis - Nuncifarma

Actycoll



Zmatrix™



Cytoplast RTM® Collagen



Origen

Atelocolágeno de origen equino nativo

Colágeno de peritoneo porcino nativo

Colágeno bovino cross-linked

Tiempo reabsorción

2-3 meses

3-4 meses

4-6 meses

Elasticidad

Elástica

Muy elástica
(ej. técnica salchicha)

No elástica, pero elevada fuerza tensil (se puede suturar o fijar sin riesgo de rasgado)

Manipulación

Excelente manejo e inmejorable adaptación al defecto

Excelente manejo e inmejorable adaptación al defecto

Flexibilidad optimizada
(fácil colocación, sin efecto memoria)

Características

Totalmente segura y biocompatible
Grosor 0,2 mm
Altamente purificada
Participa activamente en el proceso de cicatrización ósea
Disponible en cajas de 1, 6 o 10 unidades

Consistencia perfectamente suave
Diseñada para cubrir sin adherirse a sí misma
Preserva los componentes extracelulares (laminina, fibronectina, elastina, glucosaminoglicanos)

Membrana multicapa: permite integración tisular en las capas externas, a la vez que previene el paso directo de las bacterias y células epiteliales

Oclusiva para las células (previene el crecimiento epitelial bajo la membrana)

Membranas Não Reabsorvíveis - Nuncifarma


Cytoplast® TXT



Cytoplast® Ti



Cytoplast® RPM



Tipo

PTFEed sin refuerzo de titanio

PTFEed con refuerzo de titanio

Malla perforada de PTFEd con refuerzo de titanio

Tecnología

Superficie texturizada Regentex®

Superficie texturizada Regentex®

Superficie texturizada Regentex®

Características

No requiere cierre primario, diseñada para exposición intencionada

Disponibles en 150 y 250 µm de grosor. Las de 150 µm indicadas para sector anterior y pacientes con biotipos finos

Disposición específica de los macroporos circulares (se genera una vascularización natural e infiltración celular)

Riesgo infección

Totalmente oclusivas a bacterias

Totalmente oclusivas a bacterias

Se recomienda cubrir con una membrana no reabsorbible para que no penetren las bacterias

Extracción

Fácil extracción sin cirugía

Fácil de extraer, gracias a la ausencia de crecimiento de tejido dentro de la superficie

Mucho más fácil de retirar que una malla de titanio

Indicaciones

Técnica de Preservación Alveolar Cytoplast

Regeneraciones óseas y procedimientos de aumento de cresta con deficiente apoyo estructura horizontal y/o vertical

Regeneraciones óseas y procedimientos de aumento de cresta con deficiente apoyo estructura horizontal y/o vertical