

# SUTURAS ATRAMAT

2022

CATÁLOGO  
SUTURAS ATRAMAT



Para pedidos de cotação envie e-mail ou entre em contato  
connosco via telefone:

219 749 392 | [geral@nunci-farma.pt](mailto:geral@nunci-farma.pt) | [pedidos@nuncifarma.pt](mailto:pedidos@nuncifarma.pt)

---

## ÍNDICE

---

**1-3**

**SEDA**

**4-5**

**NYLON**

**6**

**PROLIPROPILENO**

**7-8**

**PGLA90**

**9-10**

**PGLA90 RAPID**

**11-13**

**PGC25**

**14**

**POLIÉSTER**



## SUTURAS "SEDA TRANÇADA"

 NÃO ABSORVÍVEIS  MULTIFILAMENTO

 **COMPOSIÇÃO:** Multifilamento natural elaborado a partir de uma proteína orgânica fibrina, que é obtida a partir do Bicho-da-seda "*Bombyx Mori*" da família *Bombycidae*. Fio revestido de silicone.

 **CARACTERÍSTICAS:**

- Reação tecidual mínima
- Esterilização: Óxido de Etileno
- Fio preto
- Matéria prima da melhor qualidade (Grau Médico)
- Validade de 5 anos

### AGULHA TRIANGULAR 1/2 CÍRCULO PREMIUM

SEDA TRANÇADA	AGULHA	REFERÊNCIA	MEDIDAS USP	COMPRIM.	UNI.
	6/0 Triangular 1/2 círculo 16mm	P1636	6-0	75 cm	12
	6/0 Triangular 1/2 círculo 19mm Agulha Premium   Fio Negro	P1936	6-0	75 cm	12
	5/0 Triangular 1/2 círculo 16mm	P1635	5-0	75 cm	12
	5/0 Triangular 1/2 círculo 19mm	P1935	5-0	75 cm	12
	5/0 Triangular 1/2 círculo 22mm Agulha Premium   Fio Negro	P2235	5-0	75 cm	12
	4/0 Triangular 1/2 círculo 16mm	P1634	4-0	75 cm	12
	4/0 Triangular 1/2 círculo 19mm	P1934	4-0	75 cm	12
	4/0 Triangular 1/2 círculo 22mm	P2234	4-0	75 cm	12
	4/0 Triangular 1/2 círculo 26mm Agulha Premium   Fio Negro	P2634	4-0	75 cm	12
	3/0 Triangular 1/2 círculo 16mm	P1633	3-0	75 cm	12
	3/0 Triangular 1/2 círculo 20mm	P2033	3-0	75 cm	12
	3/0 Triangular 1/2 círculo 22mm Fio Negro	P2233	3-0	75 cm	12
	3/0 Triangular 1/2 círculo 26mm Agulha Premium   Fio Negro	P2633	3-0	75 cm	12

## SUTURAS "SEDA TRANÇADA"

### AGULHA TRIANGULAR 1/2 CÍRCULO PREMIUM

SEDA TRANÇADA	AGULHA	REFERÊNCIA	MEDIDAS USP	COMPRIM.	UNI.
	2/0 Triangular 1/2 círculo 19mm	P1932	2-0	75 cm	12
	2/0 Triangular 1/2 círculo 22mm	P2232	2-0	75 cm	12
	2/0 Triangular 1/2 círculo 26mm Agulha Premium   Fio Negro	P2632	2-0	75 cm	12

### AGULHA TRIANGULAR 3/8 CÍRCULO

SEDA TRANÇADA	AGULHA	REFERÊNCIA	MEDIDAS USP	COMPRIM.	UNI.
	6/0 Triangular 3/8 círculo 13mm	PE1336	6-0	75 cm	12
	6/0 Triangular 3/8 círculo 16mm Agulha Premium   Fio Negro	PE1636	6-0	75 cm	12
	5/0 Triangular 3/8 círculo 13mm	PE1335	5-0	75 cm	12
	5/0 Triangular 3/8 círculo 16mm	PE1635	5-0	75 cm	12
	5/0 Triangular 3/8 círculo 19mm Agulha Premium   Fio Negro	PE1935	5-0	75 cm	12
	4/0 Triangular 3/8 círculo 16mm	PE1634	4-0	75 cm	12
	4/0 Triangular 3/8 círculo 19mm Agulha Premium   Fio Negro	PE1934	4-0	75 cm	12
	3/0 Triangular 3/8 círculo 16mm	P1633	3-0	75 cm	12
	3/0 Triangular 3/8 círculo 19mm Agulha Premium   Fio Negro	P1933	3-0	75 cm	12
	3/0 Triangular 3/8 círculo 24m Agulha Premium   Fio Negro	PE2433	3-0	75 cm	12
	2/0 Triangular 3/8 círculo 19mm	PE1932	2-0	75 cm	12
	2/0 Triangular 3/8 círculo 24mm Agulha Premium   Fio Negro	PE2432	2-0	75 cm	12

## SUTURAS "SEDA TRANÇADA"

### AGULHA CILINDRICA 1/2 CÍRCULO

SEDA TRANÇADA

AGULHA

REFERÊNCIA

MEDIDAS USP

COMPRIM. UNI.



5/0 Cilíndrica 1/2 círculo 17mm

SR1735

5-0

75 cm

12

5/0 Cilíndrica 1/2 círculo 20mm

SR2035

5-0

75 cm

12

Fio Negro

4/0 Cilíndrica 1/2 círculo 17mm

SR1734

4-0

75 cm

12

4/0 Cilíndrica 1/2 círculo 20mm

SR2034

4-0

75 cm

12

4/0 Cilíndrica 1/2 círculo 22mm

SR2234

4-0

75 cm

12

4/0 Cilíndrica 1/2 círculo 26mm

SR2634


4-0

75 cm

12

Fio Negro

1/2 de círculo



180°

3/0 Cilíndrica 1/2 círculo 20mm

SR2033

3-0

75 cm

12

3/0 Cilíndrica 1/2 círculo 22mm

SR2233

3-0

75 cm

12

3/0 Cilíndrica 1/2 círculo 26mm

SR2633

3-0

75 cm

12

Fio Negro

2/0 Cilíndrica 1/2 círculo 20mm

SR2032

2-0

75 cm

12

2/0 Cilíndrica 1/2 círculo 22mm

SR2232

2-0

75 cm

12

2/0 Cilíndrica 1/2 círculo 26mm

SR2632

2-0

75 cm

12

Fio Negro

## SUTURAS NYLON



NÃO ABSORVÍVEIS



MONOFILAMENTO



**COMPOSIÇÃO:** Monofilamento de origem sintética obtido por extrusão de pellets de poliamida (6.0 e 6.6) com diâmetro cilíndrico milimetricamente uniforme.



### CARACTERÍSTICAS:

- Reação tecidual mínima
- O Nylon é um material não absorvível, com o tempo é "encapsulado" pelos tecidos
- Por ano perde cerca de 10% de massa por rotura dos enlaces químicos
- Apesar da poliamida ser um material não absorvível, vai perdendo resistência tênsil via hidrólise com o passar do tempo.
- Esterilização: Óxido de Etileno
- Validade de 5 anos

## AGULHA TRIANGULAR 1/2 CÍRCULO


NYLON

AGULHA

REFERÊNCIA

MEDIDAS USP

COMPRIM. UNI.



3/0 Triangular 1/2 círculo 26mm  
Agulha Premium | Fio Negro

P2643-75N

3-0

75 cm

12

2/0 Triangular 1/2 círculo 26mm  
Agulha Premium | Fio Negro


P2642-75N

2-0

75 cm

12

## AGULHA TRIANGULAR 3/8 CÍRCULO NYLON



6/0 Triangular 3/8 círculo 13mm  
Agulha Premium | Fio Negro

PE1346-N

6-0

45 cm

12

6/0 Triangular 3/8 círculo 16mm  
Fio Negro

PE1646-75N

6-0

75 cm

12

5/0 Triangular 3/8 círculo 13mm  
Agulha Premium Fio Negro

PE1345-N

5-0

45 cm

12

5/0 Triangular 3/8 círculo 16mm  
Fio Negro

PE1645-75N

5-0

75 cm

12

4/0 Triangular 3/8 círculo 16mm

PE1644-75N

4-0

75 cm

12

4/0 Triangular 3/8 círculo 19mm  
Fio Negro

PE1944-75N

4-0

75 cm

12

3/0 Triangular 3/8 círculo 16mm

PE1643-75N

3-0

75 cm

12

3/0 Triangular 3/8 círculo 19mm  
Fio Negro

PE1943-75N

3-0

75 cm

12

2/0 Triangular 3/8 círculo 19mm  
Agulha Premium | Fio Negro

PE1942-75N


2-0

75 cm

12


**SUTURAS NYLON**


**AGULHA CILINDRICA 1/2 CÍRCULO** NYLON

NYLON	AGULHA	REFERÊNCIA	MEDIDAS USP	COMPRIM.	UNI.
	3/0 Cilíndrica 1/2 círculo 26mm Agulha Premium   Fio Negro	SR2643-75N	3-0	75 cm	12
	2/0 Cilíndrica 1/2 círculo 26mm Agulha Premium   Fio Negro	SR2642-75N	2-0	75 cm	12

**AGULHA CORTANTE 3/8 CÍRCULO - *AGULHA ATRAGLIDE\**** NYLON

\*PONTA DE DIAMANTE MODIFICADO, AFIADO E ULTRALISO PARA DIMINUIÇÃO DE TRAUMA

	5/0 Cortante 3/8 círculo 13mm Agulha Atraglide   Fio Negro	HPE1345-N	5-0	45 cm	12
---	---	-----------	-----	-------	----



## SUTURAS POLIPROPILENO



NÃO ABSORVÍVEIS



MONOFILAMENTO



**COMPOSIÇÃO:** Monofilamento de origem sintética de polímeros termoplásticos obtidos a partir da polimerização do propileno.



**CARACTERÍSTICAS:**

- Sintético inerte, reação tecidual mínima
- Maior histocompatibilidade e matéria-prima premium
- Monofilamento com diâmetro cilíndrico milimetricamente uniforme
- Esterilização: Óxido de Etileno
- Validade de 5 anos
- Fio azul

### AGULHA TRIANGULAR 1/2 CÍRCULO


POLIPROPILENO

AGULHA

REFERÊNCIA

MEDIDAS USP

COMPRIM. UNI.



3/0 Triangular 1/2 círculo 26mm

P2663-75

3-0

75 cm

12

2/0 Triangular 1/2 círculo 26mm

P2662-75


2-0

75 cm

12

Agulha Premium | Fio Azul

### AGULHA TRIANGULAR 3/8 CÍRCULO POLIPROPILENO



6/0 Triangular 3/8 círculo 13mm

PE1366

6-0

45 cm

12

5/0 Triangular 3/8 círculo 13mm

PE1365

5-0

45 cm

12

4/0 Triangular 3/8 círculo 16mm

PE1664-75

4-0

75 cm

12

4/0 Triangular 3/8 círculo 19mm

PE1964-75

4-0

75 cm

12

3/0 Triangular 3/8 círculo 19mm

PE1963-75

3-0

75 cm

12

Fio Azul

### AGULHA TRIANGULAR 3/8 CÍRCULO - SUPRA SHARP\* POLIPROPILENO

\*VERTICES MAIS FINOS, FACILITA A PENETRAÇÃO DOS TECIDOS

5/0 Triangular 3/8 círculo 16mm

P-PE1665

5-0

45 cm

12

Agulha Premium Supra Sharp | Fio Azul

### AGULHA CILÍNDRICA 1/2 DE CÍRCULO POLIPROPILENO



4/0 Cilíndrica 1/2 círculo 26mm

SR2664-75

4-0

75 cm

12

3/0 Cilíndrica 1/2 círculo 26mm

SR2663-75

3-0

75 cm

12

2/0 Cilíndrica 1/2 círculo 26mm

SR2662-75

2-0

75 cm

12

Agulha Premium | Fio Azul

### AGULHA TROCAR 1/2 DE CÍRCULO POLIPROPILENO



3/0 Redonda 1/2 círculo 25mm

Y2563-90

3-0

90 cm

12

2/0 Redonda 1/2 círculo 25mm

Y2562-90

2-0

90 cm

12

Agulha Premium | Fio Azul



## SUTURAS PGLA90 - [POLI(GLICOLIDA-CO-L-LACTIDA)]



ABSORVÍVEIS



MULTIFILAMENTO



**COMPOSIÇÃO:** Copolímero de glicolídeo e L-lactídeo [Poli(glicolida-co-L-lactida)].  
Fio recoberto com estearato de cálcio.



**CARACTERÍSTICAS:**

- Elevada força tênsil
- Absorção através de hidrólise
- Esterilização: Óxido de Etileno
- Validade de 5 anos
- Fio violeta



**FORÇA TÊNSIL E ABSORÇÃO:**

PGLA90 Rapid é indicada para fecho pós-cirurgia com período de força tênsil entre 28 dias.

Força tênsil - Fio violeta

Week 2 72%

Absorção completa - 60 a 80 dias

1 50 60 -----80

### AGULHA TRIANGULAR 1/2 CÍRCULO


PGLA90

AGULHA

REFERÊNCIA

MEDIDAS USP

COMPRIM. UNI.



4/0 Triangular 1/2 círculo 26mm

P26304-75

4-0

75 cm

12

Fio violeta



3/0 Triangular 1/2 círculo 24mm

P24303-75

3-0

75 cm

12

Agulha Premium | Fio violeta

1/2 de círculo



3/0 Triangular 1/2 círculo 26mm

P26303-75

3-0

75 cm

12

Fio violeta

2/0 Triangular 1/2 círculo 24mm

P24302-75

2-0

75 cm

12

Agulha Premium | Fio violeta

2/0 Triangular 1/2 círculo 26mm

P26302-75


2-0

75 cm

12

Fio violeta

### AGULHA TRIANGULAR 3/8 CÍRCULO



6/0 Triangular 3/8 círculo 13mm

PE13306-45

6-0

45 cm

12

5/0 Triangular 3/8 círculo 13mm

PE13304-45B

5-0

45 cm

12

Fio Incolor

5/0 Triangular 3/8 círculo 16mm

PE16035-75

5-0

75 cm

12


Fio violeta

## SUTURAS PGLA90 - [POLI(GLICOLIDA-CO-L-LACTIDA)]

### AGULHA TRIANGULAR 3/8 CÍRCULO

PGLA90	AGULHA	REFERÊNCIA	MEDIDAS USP	COMPRIM. UNI.	UNI.
 <p>3/8 de círculo 135°</p>	4/0 Triangular 3/8 círculo 16mm	PE16304-75	4-0	75 cm	12
	4/0 Triangular 3/8 círculo 19mm Fio Violeta	PE19304-75	4-0	75 cm	12
	3/0 Triangular 3/8 círculo 19mm Fio Violeta	PE19303-75	3-0	75 cm	12
	3/0 Triangular 3/8 círculo 19mm Agulha Premium   Fio Incolor	PE19303-45B	3-0	45 cm	12
	2/0 Triangular 3/8 círculo 19mm Agulha Premium   Fio Violeta	PE19302-75	2-0	75 cm	12

### AGULHA CILÍNDRICA 1/2 CÍRCULO PGLA90

 <p>1/2 de círculo 180°</p>	6/0 Cilíndrica 1/2 círculo 13mm Fio violeta	SR13306-75	6-0	75 cm	12
	5/0 Cilíndrica 1/2 círculo 13mm	SR13305-75	5-0	75 cm	12
	5/0 Cilíndrica 1/2 círculo 17mm Agulha Premium   Fio violeta	SR17305-75	5-0	75 cm	12
	4/0 Cilíndrica 1/2 círculo 17mm Agulha Premium   Fio violeta	SR17304-75	4-0	75 cm	12
	4/0 Cilíndrica 1/2 círculo 20mm Fio violeta	SR20304-75	4-0	75 cm	12
	3/0 Cilíndrica 1/2 círculo 17mm	SR17303-75	3-0	75 cm	12
	3/0 Cilíndrica 1/2 círculo 20mm Agulha Premium   Fio violeta	SR20303-75	3-0	75 cm	12
	3/0 Cilíndrica 1/2 círculo 26mm Fio violeta	SR26303-75	3-0	75 cm	12
2/0 Cilíndrica 1/2 círculo 26mm Fio violeta	SR26302-75	2-0	75 cm	12	

### AGULHA TROCAR 1/2 CÍRCULO PGLA90

	4/0 Cilíndrica 1/2 círculo 16mm	Y16304-75	4-0	75 cm	12
	3/0 Cilíndrica 1/2 círculo 26mm	PW26303-75	3-0	75 cm	12
	2/0 Cilíndrica 1/2 círculo 26mm Agulha Premium   Fio violeta	SPW26302-75	2-0	75 cm	12

## SUTURAS PGLA90 - [POLI(GLICOLIDA-CO-L-LACTIDA)]



ABSORVÍVEIS



MULTIFILAMENTO



ABSORÇÃO RÁPIDA



**COMPOSIÇÃO:** Copolímero de glicolídeo e L-lactídeo [Poli(glicolida-co-L-lactida)].  
Fio recoberto com estearato de cálcio.



**CARACTERÍSTICAS:**

- Elevada força tênsil
- Absorção através de hidrólise
- Esterilização: Radiação Gama
- Validade de 5 anos
- Fio Incolor



**FORÇA TÊNSIL E ABSORÇÃO:**

PGLA90 Rapid é indicada para fecho pós-cirurgia com período de força tensil entre 8 a 10 dias.

Força tênsil - Fio violeta



Absorção completa - 60 a 80 dias



### AGULHA TRIANGULAR 1/2 CÍRCULO


PGLA90 RAPID

AGULHA

REFERÊNCIA

MEDIDAS USP

COMPRIM. UNI.



3/0 Triangular 1/2 círculo 26mm  
Agulha Premium | Fio incolor

P26293-75B

3-0

75 cm

12

2/0 Triangular 1/2 círculo 26mm  
Agulha Premium | Fio incolor


P26292-75B

2-0

75 cm

12

### AGULHA TRIANGULAR 3/8 CÍRCULO PGLA90 RAPID



5/0 Triangular 3/8 círculo 13mm  
Agulha Premium | Fio incolor

PE13295-45B

5-0

45 cm

12

4/0 Triangular 3/8 círculo 19mm  
Agulha Premium | Fio incolor

PE19294-75B

4-0

75 cm

12

3/0 Triangular 3/8 círculo 19mm  
Agulha Premium | Fio incolor

PE19293-75B

3-0

75 cm

12

## SUTURAS PGLA90 - [POLI(GLICOLIDA-CO-L-LACTIDA)]

### AGULHA TRIANGULAR 3/8 CÍRCULO - *SUPRA SHARP\**

\*VERTICES MAIS FINOS, FACILITA A PENETRAÇÃO DOS TECIDOS

PGLA90 RAPID

AGULHA

REFERÊNCIA

MEDIDAS USP

COMPRIM. UNI.



4/0 Triangular 3/8 círculo 19mm  
Agulha Supra Sharp | Fio incolor

P-PE19294-75B

4-0

75 cm

12

3/0 Triangular 3/8 círculo 19mm  
Agulha Supra Sharp | Fio incolor

P-PE19293-75B

3-0

75 cm

12

### AGULHA CILÍNDRICA 1/2 CÍRCULO PGLA90 RAPID



5/0 Cilíndrica 1/2 círculo 17mm  
Agulha Premium | Fio incolor

SR17295-75B

5-0

75 cm

12

4/0 Cilíndrica 1/2 círculo 17mm

SR17294-75B

4-0

75 cm

12

4/0 Cilíndrica 1/2 círculo 20mm  
Agulha Premium | Fio incolor

SR20294-75B

4-0

75 cm

12

3/0 Cilíndrica 1/2 círculo 17mm

SR17293-75B

3-0

75 cm

12

3/0 Cilíndrica 1/2 círculo 20mm

SR20293-75B

3-0

75 cm

12

3/0 Cilíndrica 1/2 círculo 26mm  
Agulha Premium | Fio incolor

SR26293-75B

3-0

75 cm

12

2/0 Cilíndrica 1/2 círculo 26mm  
Agulha Premium | Fio incolor

SR26292-75B

2-0

75 cm

12

## SUTURAS PGC25 - POLIGLECAPRONA



ABSORVÍVEIS



MONOFILAMENTO



**COMPOSIÇÃO:** Copolímero de glicolída e Poli[glicolida-co-L-Epsilon-caprolactona)].



**CARACTERÍSTICAS:**

- Elevada força tênsil
- Esterilização: Óxido de Etileno
- Fio Incolor
- Absorção através de hidrólise
- Validade de 5 anos
- Fio Violeta



**FORÇA TÊNSIL E ABSORÇÃO:**

PGC25 é indicada para fecho pós-cirurgia com período de força tênsil entre 14 a 18 dias.  
Perde 68% de resistência tênsil na primeira semana, 41% na segunda semana.

### AGULHA TRIANGULAR 1/2 CÍRCULO


PGC25

AGULHA

REFERÊNCIA

MEDIDAS USP

COMPRIM. UNI.



4/0 Triangular 1/2 círculo 20mm  
Agulha Premium | Fio violeta

P2004

4-0

70 cm

12

4/0 Triangular 1/2 círculo 26mm

P2604

4-0

70 cm

12

3/0 Triangular 1/2 círculo 22mm  
Agulha Premium | Fio violeta

P2203

3-0

70 cm

12

3/0 Triangular 1/2 círculo 26mm

P2603

3-0

70 cm

12

2/0 Triangular 1/2 círculo 26mm  
Fio violeta


P2602

2-0

70 cm

12

### AGULHA TRIANGULAR 3/8 CÍRCULO PGC25



6/0 Triangular 3/8 círculo 13mm

PE1306-45

6-0

45 cm

12

6/0 Triangular 1/2 círculo 16mm

PE1606-45

6-0

45 cm

12

5/0 Triangular 1/2 círculo 16mm

PE1605

5-0

70 cm

12

4/0 Triangular 3/8 círculo 16mm

PE1604

4-0

70 cm

12

4/0 Triangular 1/2 círculo 19mm

PE1904

4-0

70 cm

12

3/0 Triangular 1/2 círculo 19mm  
Fio violeta

PE1903

3-0

70 cm

12

3/0 Triangular 1/2 círculo 19mm  
Agulha Premium | Fio incolor

PE1903-45B

3-0

45 cm

12

2/0 Triangular 1/2 círculo 19mm  
Fio violeta

PE1902

2-0





70 cm

12

## SUTURAS PGC25 - POLIGLECAPRONA

### AGULHA CORTANTE 3/8 CÍRCULO - *AGULHA ATRAGLIDE\**

\*PONTA DE DIAMANTE MODIFICADO, AFIADO E ULTRALISO PARA DIMINUIÇÃO DE TRAUMA

PGC25	AGULHA	REFERÊNCIA	MEDIDAS USP	COMPRIM.	UNI.
   	6/0 Atraglide 3/8 circulo 11mm Fio incolor	HPE1106-45B	6-0	45 cm	12
	6/0 Atraglide 3/8 circulo 13mm Fio incolor	HPE1306-45B	6-0	45 cm	12
	5/0 Atraglide 3/8 circulo 11mm Fio incolor	HPE1105-45B	5-0	45 cm	12
	5/0 Atraglide 3/8 circulo 13mm Fio incolor	HPE1305-45B	5-0	45 cm	12
	5/0 Atraglide 3/8 circulo 16mm Fio violeta	HPE1605-45	5-0	45 cm	12
	4/0 Atraglide 3/8 circulo 16mm Fio incolor	HPE1604-45B	4-0	45 cm	12
	4/0 Atraglide 3/8 circulo 19mm Fio incolor	HPE1904-B	4-0	70 cm	12
	3/0 Atraglide 3/8 circulo 16mm Fio incolor	HPE1603-45B	3-0	45 cm	12
	3/0 Atraglide 3/8 circulo 19mm Fio incolor	HPE1903-B	3-0	70 cm	12

### AGULHA CILÍNDRICA 1/2 CÍRCULO PGC25

    	6/0 Cilíndrica 1/2 circulo 13mm Agulha Premium   Fio violeta	SR1306	6-0	70 cm	12
	6/0 Cilíndrica 1/2 circulo 17mm Fio violeta	SR1706	6-0	70 cm	12
	5/0 Cilíndrica 1/2 circulo 13mm Agulha Premium   Fio violeta	SR1305	5-0	70 cm	12
	5/0 Cilíndrica 1/2 circulo 17mm Fio violeta	SR1705	5-0	70 cm	12
	4/0 Cilíndrica 1/2 circulo 17mm	SR1704	4-0	70 cm	12
	4/0 Cilíndrica 1/2 circulo 20mm Agulha Premium   Fio violeta	SR2004	4-0	70 cm	12
	4/0 Cilíndrica 1/2 circulo 26mm	SR2604	4-0	70 cm	12

## SUTURAS PGC25 - POLIGLECAPRONA

### AGULHA CILÍNDRICA 1/2 CÍRCULO

\*PONTA DE DIAMANTE MODIFICADO, AFIADO E ULTRALISO PARA DIMINUIÇÃO DE TRAUMA

PGC25	AGULHA	REFERÊNCIA	MEDIDAS USP	COMPRIM.	UNI.
	3/0 Cilíndrica 1/2 círculo 17mm Fio violeta	SR1703	4-0	70 cm	12
	3/0 Cilíndrica 1/2 círculo 20mm Agulha Premium   Fio violeta	SR2003	4-0	70 cm	12
	3/0 Cilíndrica 1/2 círculo 26mm Fio violeta	SR2603	4-0	70 cm	12
	2/0 Cilíndrica 1/2 círculo 26mm Fio violeta	SR2602	2-0	70 cm	12

### AGULHA TROCAR 1/2 CÍRCULO - CORPO REDONDO, PONTA CORTANTE PGC25

	4/0 Trocar 1/2 círculo 26mm Agulha Premium   Fio violeta	PW2604	4-0	70 cm	12
	3/0 Cilíndrica 1/2 círculo 26mm Agulha Premium   Fio violeta	PW2603	3-0	70 cm	12
	2/0 Cilíndrica 1/2 círculo 26mm Agulha Premium   Fio violeta	PW2602	2-0	70 cm	12

## SUTURAS POLIÉSTER



NÃO ABSORVÍVEIS



MONOFILAMENTO



**COMPOSIÇÃO:** Fibras de Poliéster de alto peso molecular e cadeia larga, com anéis aromáticos, ésteres e etilenoglicol preparados com ácido tereftálico



**CARACTERÍSTICAS:**

- Sintético e inerte, reação tecidular mínima
- Resistência a flexão repetida
- Fio Verde (Branco Oftalmologia)
- Alta histocompatibilidade
- Matéria prima de alta qualidade
- Esterilização: Raios Gama e Óxido de Etileno
- Validade: 5 anos

### AGULHA TRIANGULAR 1/2 CÍRCULO

POLIÉSTER

AGULHA

REFERÊNCIA

MEDIDAS USP

COMPRIM. UNI.



3/0 Triangular 1/2 círculo 26mm

P2653

3-0

75 cm

12

Agulha Premium | Fio verde



2/0 Triangular 1/2 círculo 26mm

P2652


2-0

75 cm

12

Agulha Premium | Fio verde

### AGULHA TRIANGULAR 3/8 CÍRCULO POLIÉSTER



4/0 Triangular 3/8 círculo 19mm

PE1954

4-0

75 cm

12

Fio violeta

