

# Kit Periimplantite

Instrumentos longos de carboneto Tungstênio para tratamento eficaz da Periimplantite

Contém oito brocas de carboneto de tungstênio perfeitamente combinadas em forma de "ovo" e "chama" para o tratamento da periimplantite. Todos os finalizadores têm uma haste FG extralonga (comprimento total 32 mm) que permite o tratamento de áreas profundas de difícil acesso. Os finalizadores são utilizados no sentido dos ponteiros do relógio e são guiados ao redor do implante exposto no sentido contrário para alisar a superfície.



2575

Made in  
Germany

## Características principais:

- Acabamentos de metal duro perfeitamente combinados para o processamento de titânio intraoral eficaz.
- A haste FG XXL (longa) facilita o acesso em áreas de difícil acesso do implante.
- Formas e tamanhos diferentes para cada situação do paciente.
- Superfícies de titânio limpas e lisas

# Kit Periimplantite

Telefone: +351 219 749 392

	Referência	Punho	Comprimento	V. Recomendada / Máxima	Quantidade
	2575	-	-	-	-
	HM379	XXLFG (317)	014	40.000 min-1 / 300.000 min-1	1
	HM379	XXLFG (317)	023	40.000 min-1 / 300.000 min-1	1
	HM48L	XXLFG (317)	014	40.000 min-1 / 300.000 min-1	1
	HM48L	XXLFG (317)	023	40.000 min-1 / 300.000 min-1	1
	HM379U	XXLFG (317)	014	40.000 min-1 / 300.000 min-1	1
	HM379U	XXLFG (317)	023	40.000 min-1 / 300.000 min-1	1
	HM48LU	XXLFG (317)	014	40.000 min-1 / 300.000 min-1	1
	HM48LU	XXLFG (317)	023	40.000 min-1 / 300.000 min-1	1

CE 0044