

KIT FINALIZADOR & POLIMENTO BY DR. KURBAD

Resumido

- Aplicação simples e segura restaurações Cerec®
- Finalização perfeita da superfície
- Sem aquecimento adicional

Mais informação

O uso de materiais modernos de CAD/CAM tornam possível finalizar restaurações sem aquecimento adicional. Para restaurações Cerec®, o kit finalizador e polidor Dr. Kurbad oferece instrumentos cuidadosamente selecionados para atingir com eficiência altos resultados estéticos. Está incluído no kit discos de diamante e estruturas de suporte planas para corte e abrasão de cerâmicas, bem como um diamante modelador para preparar o material para processamento posterior. Uma combinação de polidores elásticos, incluindo os polidores giratórios de renome,



CMC02

Final touch & Polishing Kit

garante ótimo pré-polimento, polimento e acabamento de alto brilho. Adicionalmente, o kit inclui duas escovas de cabelo de cabra em bolsa de couro que podem ser usadas em combinação com pasta de polimento para um resultado mais brilhante!

Materiais

PARA TODOS OS MATERIAIS DE RESTAURAÇÃO CAD/CAM CEREC®

	Fig.	Ref.-No.	Size	length (mm)	Shank	Piece s/ Kit
	852	806 104 199 524	023	10.0	HP	1
	930dF*	806 104 345 514	190	0.25	HP	1
	9734G	805 104 173 525	040	10.0	HP	1
	9771M	803 104 000 524	170	1.6	HP	1
	9771F	803 104 000 514	170	1.6	HP	1
	9771C	803 104 000 504	170	1.6	HP	1
	9770M	803 104 303 524	260	2.0	HP	1
	9770f	803 104 303 503	260	2.0	HP	1
	9770c	803 104 303 493	260	2.0	HP	1

¹104=HP = Peça de mão 44.5mm comprimento total

*Neste Kit, a referência 930DF vem montada numa peça de mão

	Fig.	Ref.-No.	Size	length (mm)	Enca	Piece s/ Kit
	130	090 104 543 002	220	-	HP	1
	140	090 104 910 000	220	-	HP	1

¹104=HP = Peça de mão 44.5mm comprimento total