

Soft Tissue Punch System

NEW

For Biopsies or tissue grafts |
developed with Prof. Dr. Fouad Khoury

**Khoury-
Line**
by
Prof. Dr. Fouad Khoury

Das Soft Tissue Punch System enthält Schleimhautstanzen in fünf verschiedenen Durchmessern (5-13 mm) zur Durchführung von Weichgewebeentnahmen. Dabei weisen die Instrumente mit den Durchmessern 9 mm, 11 mm und 13 mm einen verlängerten Schaft für einen erleichterten Zugang zu tiefer im Mundraum liegenden Arealen auf. Alle Stanzen dienen zur Gewinnung von Biopsien oder von Weichgewebetransplantaten beispielsweise zum Einsatz bei Sofortimplantationen sowie zur Freilegung eines zuvor gesetzten und eingehielten Implantats. Durch eine präzise Fertigung und hohe Schärfe erzeugen die Schleimhautstanzen eine glatte Schnittkante und senken so das Risiko von Gewebetraumata.

The Soft Tissue Punch System contains mucosal punches in five different diameters (5-13 mm). The 9 mm, 11 mm and 13 mm sizes have an extended shaft in order to facilitate the access to areas deeper in the oral cavity. The punches are used to obtain biopsies or soft tissue grafts, for example for immediate implant placement or in order to create access to a previously placed and healed implant. Thanks to precise manufacturing and high sharpness, the mucosal punches have excellent cutting properties and thus reduce the risk of tissue trauma.



Art.-No. BMSTP




 Hautstanzen
Biopsy punches


Fig.	225	225	225	225	225
Shank ¹	204	204	205	205	205
Size ²	050	070	090	110	130
Length mm	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
 mm	5.0	7.0	9.0	11.0	13.0
 mm	5.7	7.7	9.7	11.7	13.7

¹ 204=RA, 205=RA L

² Größter Arbeitsteildurchmesser in 1/10 mm ² Largest working part diameter in 1/10 mm  Innendurchmesser Internal diameter  Außendurchmesser External diameter

AUF EINEN BLICK

- Auswahl hochwertiger Schleimhautstanzen für die Gewinnung von Weichgewebetransplantaten
- Verlängerter Schaft für einen erleichterten Zugang tieferliegender Hebestellen
- Hohe Schärfe und dadurch Senkung des Risikos von Gewebetraumata

AT A GLANCE

- Selection of high-quality mucosal punches for the harvesting of soft tissue grafts
- Extended shank length to improve access to more remote areas in the oral cavity
- High sharpness and thus a reduced risk of tissue trauma