



Sinus-Tray

Selection of Manual Instruments for external Sinus Lift | developed with Prof. Dr. Fouad Khoury

Das neue Bone Management® Sinus-Tray eignet sich optimal für die Durchführung des externen Sinuslifts. Die mit Prof. Khoury erstellten Handinstrumente unterstützen den Anwender dabei, die Schneidersche Membran schonend abzupräparieren und das Knochenersatzmaterial einzubringen.

The new Bone Management® Sinus-Tray is ideal for performing the external sinus lift. The manual instruments designed with Prof. Khoury support the user in gently lifting the Schneiderian membrane and inserting the bone substitute material.



Art.-No. BSIN0

Optional erhältlich:
Optionally available:

Spülkanüle mit Olive (Art.-No. M1164)
Irrigation Needle with Bulb End (Art.-No. M1164)



Inklusive: Bur Block BSCM0 (für Handstücke, 10 Plätze)

Inclusive: Bur Block BSCM0 (for Handpiece, 10 slots)

Handinstrumente
Manual instruments




Fig.	M1135	M1136	M1140	M1141	M1142
Name	Kondenser 'Khoury' Condenser 'Khoury'	Knochenmateriallöffel 'Khoury' Bone Material Spoon 'Khoury'	Sinus-Lift Elevator 'Khoury'	Sinus-Lift Elevator 'Khoury'	Sinus-Lift Elevator 'Khoury'
Length mm	168.0	177.0	185.0	190.0	185.0